



POLICLINICO2NA PATIENTID

Alpha Test Report

Versione 02





Emissione

	Nome e Cognome Ruolo - Ente	Firma	Data Firma
Redatto da	Ing. Lucio Tufari Tester - KIRANET srl		
Verificato da	Ing. Raffaele Chianese Dir.Tecnico - KIRANET srl		
Approvato da	Ing. Raffaele Chianese Dir.Generale - KIRANET srl		

N.B.: Questa è una copia autorizzata solo se è firmata o siglata con inchiostro non nero.

Versione

Versione	Data	Descrizione - Motivazione	Autore
00	16/11/2011	Bozza	Gianrico D'Angelis
01	16/11/2011	Prima Emissione	Gianrico D'Angelis
02	01/12/11	Seconda Emissione	Lucio Tufari
03			
04	V ///		

Proprietà

Tutti i diritti del presente documento sono riservati. © Copyright 2005-2011. KIRANET S.r.l.

Il presente documento ed i suoi contenuti sono proprietà di KIRANET s.r.l.. Altri diritti relativamente al documento sono determinati dalle disposizioni applicabili di legge. Il presente documento è stato fornito alle seguenti condizioni: nessun diritto o nessuna licenza relativi al presente documento o ai suoi contenuti sono concessi o derogati con la fornitura del presente documento. Il presente documento o i suoi contenuti non devono essere usati o trattati in alcun modo contrario ai diritti di KIRANET s.r.l. o contro i suoi interessi e non devono essere resi noti ad altri senza previo consenso scritto da parte di KIRANET s.r.l..

Tutti i marchi citati sono dei legittimi rispettivi proprietari.

Progetto: POLICLINICO2NA PATIENTID	Identificativo: 00684.016.02
Doc&Ver: Alpha Test Report 02	Modulo: 00300.143.04





Indice

<u>1.</u>	INTRODUZIONE	4	
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO	4	
1.2	DEFINIZIONI, ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	4	
1.3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4	
2	VEDIEICHE EEEETTIIATE	,	



Progetto: POLICLINICO2NA PATIENTID	Identificativo: 00684.016.02
Doc&Ver: Alpha Test Report 02	Modulo: 00300.143.04





1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di produrre un report dei test effettuati sul sistema realizzato nell'ambito del progetto POLICLINICO2NA PATIENTID, realizzato da KIRANET s.r.l. (spesso per semplicità anche solo "KIRANET") per AOU federico II (di seguito "il committente").

1.2 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Di seguito sono riportati tutti i termini, gli acronimi e le abbreviazioni necessarie per interpretare correttamente il documento.

Definizioni	
Ospedalizzazione	Nel contesto di riferimento, un paziente è definito "ospedalizzato", nel momento in cui si ricovera e viene aperta una cartella clinica con i suoi dati.
Tag RFID	Con questo termine si indica, nel campo degli RFID, un'etichetta composta da un chip ed un'antenna.
Lettore RFID	E' una macchina dotata di hardware e software dedicati all'interazione con Tag RFID secondo uno standard protocollare scelto.
Toughbook	Computer rugged Touch Screen portatile allinone per settore sanitario con lettore RFID e codice a barre integrato
Codice Nosologico	Equivale al Codice di Cartella Clinica

Acronimi	
RFID	Radio Frequency Identification – Identificazione a Radio Frequenza.

Abbreviazioni	
CC	Cartella Clinica
CN	Codice Nosologico

1.3 Documenti di Riferimento

Interni:

- 00684.003.03 → POLICLINICO2NA PATIENTID Software Requirements Specification v.03
- 00684.007.02 → POLICLINICO2NA PATIENTID System Architecture Description v.02
- 00684.008.02 → POLICLINICO2NA PATIENTID Use Case Realization v.02
- 00684.009.02 → POLICLINICO2NA PATIENTID Test Case Plan v.02

Esterni:

IEEE/ANSI 830-1993 "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications"

Progetto: POLICLINICO2NA PATIENTID	Identificativo: 00684.016.02
Doc&Ver: Alpha Test Report 02	Modulo: 00300.143.04





- FDIS 12207, Systems and software engineering Software life cycle processes
- Using a Single Business Pattern with the Rational Unified Process (RUP), IBM Redbooks Paper
- From Waterfall to Iterative Development A Challenging Transition for Project Managers
- IBM Rational Unified Process, http://www-128.ibm.com/developerworks/rational
- Applying Requirements Management with Use Cases, IBM Rational







2. Verifiche effettuate

Codice Test: TC01 Titolo Test: Codifica Braccialetto

Attività di verifica:

Inviato il codice nosologico al webservice secondo lo schema:

GET /putcc/<numeronosologico> HTTP/1.1

Verificato che il nosologico mostrato nella finestra che si apre è quello corretto

Avvicinato il braccialetto al lettore e premuto il bottone "Avanti >>"

Verificato a video il messaggio di corretta scrittura ed anche il lampeggiamento del lettore con due bip

Verificato che nel database esiste il record corretto

Esito della verifica: Positivo

Codice Test: TC02 Titolo Test: Lettura codice nosologico

• Attività di verifica:

Acceso il tablet

Posizionato il puntatore del mouse in un campo testuale

Attivato il pulsante RFID del tablet

Letto un braccialetto

Verificato che nel campo di testo scelto in precedenza è stato scritto il codice nosologico.

Esito della verifica: Positivo

Progetto: POLICLINICO2NA PATIENTID	Identificativo: 00684.016.02
Doc&Ver: Alpha Test Report 02	Modulo: 00300.143.04